

# Peter's TopTipps

## Magische 8 – SuperTopTipps für die „goldene“ Generation

- Biestmilchqualität mittels Spindel oder BRIX Refraktometer messen (mind. 22% für die Erstversorgung)
- 4 Liter Biestmilch so schnell wie möglich, längstens in den ersten 6 Lebensstunden verabreichen.
- Geburtsgewicht erfassen (Massband oder Waage)
- Übergang Antikörper mittels Blutprobe prüfen. Mit BRIX Refraktometer Messen – Zielwert  $\geq 8\%$
- Energieoptimierte Fütterungskurve über 15 Wochen
  - 5 Wochen ad lib
  - 5 Wochen 12 Liter
  - 5 Wochen abtränken von 12 auf 2 Liter
- Wiegen beim Absetzen, Ermittlung der Tageszunahmen: Ziel  $>900$  g/d
- Stressvermeidung  
Nie mehrere Stressoren (Umstallen, Impfung, Enthornen, Futterwechsel, etc.) zusammenwirken lassen
- Nach dem Absetzen, vor dem Umstallen noch 14 Tage in der Gruppe belassen